


ID pacjenta: Patient 1

Test: Allergy EUROLINE DPA-Dx Insect venoms 1

Utworzony dnia: 19.05.2015

Nazwisko pacjenta: Jan Kowalski



Antygen	St enia	Klasa	0	1	2	3	4	5	6
Jad pszczeleli (i1)	>= 100 kU/l	6							
rApi m1 (jad pszczeleli) (i208)	>= 100 kU/l	6							
Jad osy (i3)	49 kU/l	4							
rVes v5 (jad osy) (i209)	70 kU/l	5							
CCD Marker (CCD)	95 kU/l	5							

St enie (kU/l)	Klasa	Obja nienie
0 slgE < 0,35	0	Nie udokumentowano specyficznych przeciwciał.
0,35 slgE < 0,7	1	Bardzo niskie miano przeciwciał, cz sto bez wyst puj cych objawów klinicznych
0,7 slgE < 3,5	2	Niskie miano przeciwciał, istniej ce uczulenie, cz sto z objawami klinicznymi.
3,5 slgE < 17,5	3	Wykryto okre lone przeciwciała; cz sto wyst puj objawy kliniczne.
17,5 slgE < 50	4	Silna reakcja przeciwciał, niemal zawsze ze współistniej cymi objawami klinicznymi.
50 slgE < 100	5	Bardzo wysokie miano przeciwciał.
slgE 100	6	Bardzo wysokie miano przeciwciał.

Podpis: \_\_\_\_\_

